



Un dispositif de transport rapide des patients en trois sections pour les procédures de décontamination et la prise en charge des patients, qui nécessite un minimum de personnel pour être déployé.

La planche de transfert de patients est conçue pour fonctionner avec le convoyeur afin de permettre un traitement efficace et efficient des patients non ambulatoires. La planche de transfert est pliable pour faciliter son rangement et son transport, et se verrouille pour former une plate-forme robuste lorsqu'elle est utilisée.

CARACTÉRISTIQUES

- Conçu spécialement pour permettre aux intervenants rapides d'effectuer des processus de décontamination NBC en quelques minutes.
- Structure géodésique légère fabriquée à partir d'un alliage aéronautique à haute résistance recouvert d'un revêtement en poudre.
- La nouvelle conception du plateau de transfert se plie pour faciliter le rangement et le transport, et se verrouille pour former une plate-forme robuste lors de son utilisation.
- Comprend des plaques de verrouillage pour fixer le convoyeur en position ouverte et permettre le raccordement de plusieurs convoyeurs entre eux.
- Sacs de rangement et de transport inclus en standard.
- Conception en trois sections à utiliser avec la douche de décontamination MFC, permettant de fermer la section centrale de la douche lorsqu'elle est utilisée.

DONNÉES TECHNIQUES

Table de transfert et de transport pour patients

Code produit	DSA015	
Nom du produit	Convoyeur de 6,8 m (total) et planche de transfert	
Dimensions du convoyeur	<u>Ouvrir</u>	<u>Fermé</u>
- Longueur (cm)	220 , 240, 220 (<u>Sections 1, 2 et 3</u>)	96, 96, 96 (<u>Sections 1, 2 et 3</u>)
- Largeur (cm)	50	15
- Taille (cm)	76	79
Poids du convoyeur (kg)	Total 90 (chaque section pèse environ 30 kg)	
Dimensions du panneau de transfert	<u>Ouvrir</u>	<u>Fermé</u>
- Longueur (cm)	211	106
- Largeur (cm)	59	59
- Taille (cm)	3	7
Poids de la planche (kg)	10	