



Ein schnell einsetzbarer Patiententransportwagen in drei Abschnitten für Dekontaminationsverfahren und die Patientenversorgung, der mit minimalem Personalaufwand eingesetzt werden kann.

Die Patienten-Transferplatte ist für die Verwendung mit dem Transportwagen konzipiert, um eine effiziente und effektive Behandlung von nicht gefährlichen Patienten zu ermöglichen. Die Transferplatte lässt sich zur Lagerung und zum Transport zusammenklappen und rastet bei Gebrauch in eine stabile Plattform ein.

MERKMALE

- Speziell entwickelt, damit Ersthelfer innerhalb weniger Minuten CBRN-Dekontaminierungsprozesse durchführen können.
- Leichtes geodätisches Gerüst aus hochfester, pulverbeschichteter Flugzeuglegierung.
- Das neue Transferboard-Design lässt sich zum Verstauen und Transportieren zusammenklappen und rastet bei Gebrauch in eine stabile Plattform ein.
- Enthält Sicherungsplatten, um den Förderer in der geöffneten Position zu fixieren und mehrere Förderer miteinander zu verbinden.
- Aufbewahrungs- und Transporttaschen sind standardmäßig enthalten.
- Dreiteiliges Design zur Verwendung mit der MFC Massendekontaminationsdusche, wodurch der mittlere Teil der Dusche während des Gebrauchs geschlossen werden kann.

TECHNISCHE DATEN

Patiententransport- und Transferbrett

Produktcode	DSA015	
Produktname	6,8 m Förderband (gesamt) & Übergabebrett	
Förderbandabmessungen	<u>Öffnen</u>	<u>Geschlossen</u>
- Länge (cm)	220 , 240, 220 (<u>Abschnitt 1, 2 und 3</u>)	96, 96, 96 (<u>Abschnitt 1, 2 und 3</u>)
- Breite (cm)	50	15
- Größe (cm)	76	79
Förderbandgewicht (kg)	Insgesamt 90 (jeder Abschnitt ca. 30 kg)	
Abmessungen der Transferplatte	<u>Öffnen</u>	<u>Geschlossen</u>
- Länge (cm)	211	106
- Breite (cm)	59	59
- Größe (cm)	3	7
Gewicht der Platte (kg)	10	